


Communicator

Il tuo assistente vocale

Powered by



Communicator

Communicator fornisce accesso facilitato ai principali social network e servizi web

- Youtube

Raccolta e condivisione di video a livello mondiale

- Skype

Da utilizzare per effettuare chiamate, videochiamate, chat ed invio file tramite connessione internet. Tale funzione è consigliabile se l'apparecchio è collegato ad internet in wifi piuttosto che 3G.

- Facebook

Social network per antonomasia, gestione chat, mail, condivisione foto, video e link

- Google Talk

Servizio di messaggistica istantanea

- Twitter

Social network per antonomasia, gestione chat, mail, condivisione foto, video e link

- LinkedIn

Social network per i professionisti, gestione chat, mail, condivisione foto, video e link


- Google Maps

Sistema di navigazione, localizzazione on-line, ricerca luoghi e punti di interesse

- Google Traduttore

Traduttore on-line da a moltissime lingue differenti

Il suo utilizzo è molto utile nella necessità di comunicare con stranieri, esso presenta anche la funzionalità lettura ad alta voce dei testi e traduzione simultanea



Communicator

Cliccando sul pulsante  [Agenda Google](#) si avrà accesso al pannello di gestione dell'agenda di google.



Communicator


Richiesta d'aiuto ad alta voce :

Un ultimo servizio predisposto dal sistema è la richiesta d'aiuto ad alta voce.

Tale servizio va utilizzato se per esempio mi trovo in un ambiente in cui ci sono altre persone e voglio attirare la loro attenzione su un mio malore oppure su un problema che ho riscontrato.

Vedo ad esempio una persona che sta rubando il portafoglio ad un'altra persona e voglio avvisarla.

- Scrivo un messaggio e clicco sulla lettura
- Communicator provvederà a ripetere ad alta voce il messaggio per tre volte



Communicator


Il servizio di gestione emergenze prevede anche l'utilizzo di mail. Tale scelta è da effettuare solo in ultima istanza data la possibilità che chi riceve le mail non sia connesso ad internet per poterle leggere immediatamente



Communicator


Emergenza lieve:

- sono solo a casa, sono caduto ed ho paura di muovermi perché sento dei dolori
- la cosa migliore è inviare un SMS ai miei amici per chiedere aiuto
- il sistema presenta un campo in cui scrivere il messaggio personalizzato di aiuto già compilato con una richiesta generica che potrà però modificare all'occorrenza.
- Il punto di forza è che il messaggio SMS verrà inviato contemporaneamente ai tre numeri da me scelti come persone da avvisare in caso di pericolo



Communicator


Vediamo come si utilizza al meglio il sistema con esempi pratici:



Communicator


Questa sezione permette di gestire le situazioni di emergenza o di pericolo che dovessero accidentalmente presentarsi.

Questo servizio non è da considerarsi alternativo ai tradizionali sistemi di allarme, ma costituisce un valido aiuto per affrontare le emergenze.



Communicator

Clicco sul pulsante  **Emergenza** e vado alla schermata relativa alle emergenze.



Communicator

Ad esempio se voglio inviare una mail:

clikko sul pulsante Mail per attivare il gestore mail dell'apparecchio.


La mail viene inviata



Communicator

Ad esempio se voglio inviare una mail:


compilo oggetto e testo da inviare



Communicator

Ad esempio se voglio inviare una mail:


clicco su contatti Mail e scelgo un contatto



Communicator

Ad esempio se voglio inviare un SMS:

clikko sul pulsante SMS ed il messaggio è inviato



Communicator

Ad esempio se voglio inviare un SMS:


scrivo il messaggio nell'apposito spazio



Communicator

Ad esempio se voglio inviare un SMS:

clikko su rubrica telefono e scelgo uno dei miei contatti




Communicator

In questa sezione sono presenti le funzionalità inerenti alla messaggistica.


L'utilizzo di SMS e di mail è l'ausilio più facile e sicuro per la gestione delle comunicazioni delle persone sorde.

Nella modalità Comunica, il sistema presenta un pulsante di scelta per la selezione dei contatti per l'invio di SMS ed un pulsante di scelta per la selezione dei contatti mail per l'invio della posta elettronica.



Communicator

Cliccando sul pulsante  **comunica** nel menù iniziale si accede alle funzioni di messaggistica sms ed email.




Communicator

Per facilitare e velocizzare la conversazione Communicator mette a disposizione 15 frasi che possono essere modificate dall'utente a seconda delle proprie preferenze ed esigenze. Tali frasi sono di facile e veloce attivazione e, per esempio, contenere il mio nome, cosa faccio, frasi di circostanza etc.. Le frasi possono essere modificate e salvate cliccando su salva frasi modificate.

L'accesso alla Rubrica Telefonica tramite il pulsante rubrica telefono mi permetterà di accedere alla lista dei miei contatti pre-memorizzati.

L'ottimale resa delle funzioni telefoniche si hanno in assenza di rumori e con l'utilizzo del viva-voce sull'apparecchio.




Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

a fine conversazione chiudere la
chiamata telefonica



Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

a questo punto mi compare a video il testo scritto ed io posso rispondere al mio interlocutore scrivendo una risposta che potrò poi far ascoltare al mio interlocutore cliccando sul pulsante leggi quello che ho scritto.

La conversazione proseguirà poi in questo modo



Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

clikko su tu parla ed io scrivo e l'interfaccia testuale leggerà per me un breve testo che invita l'interlocutore a parlare scandendo bene le parole.

Il communicator poi si metterà in ascolto trasformando in testo quanto detto dall'interlocutore remoto




Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

mi risponde il signor Rossi



Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

clikko su indietro e torno al communicator



Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

clikko su viva-voce per avere una migliore qualità audio




Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

il sistema lancia la funzione nativa telefono e
passa ad essa la gestione della chiamata




Communicator

Il tuo assistente vocale

Ad esempio:

chiamo il numero 06.12345678



Communicator

Il tuo assistente vocale

Da questa schermata sarà possibile chiamare una persona presente nei contatti dell'agenda telefonica oppure inserire un numero ed effettuare una chiamata.

La telefonata si svolgerà mediante l'utilizzo di una interfaccia testuale.



Communicator

Il tuo assistente vocale

Communicator lavora su piattaforma Android nelle due seguenti configurazioni:

- Configurazione Mobile per Tablet e Smartphone
- Configurazione Fissa per Smart TV




Communicator

Il tuo assistente vocale

Communicator dialoga con Personal Computer, Tablet, Smartphone e telefoni fissi.

Inoltre, permette di inviare messaggi SMS, inviare mail ed essere collegato alla linea telefonica domestica, tramite linea ADSL.

L'idea di base è quella di un prodotto di facile utilizzo, estremamente portatile e funzionale.



Communicator

Il tuo assistente vocale

Communicator Plus è l'ausilio per la comunicazione pensato per le persone sorde.

Mediante l'utilizzo delle più moderne applicazioni per le comunicazioni, gestisce le stesse funzioni di un telefono DTS, permettendo infatti di dialogare con la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato italiano ed estero.



Gentile Cliente, desideriamo informarla che la Sanità Italiana eroga agevolazioni e contributi ai cittadini italiani con problemi di udito con invalidità civile riconosciuta, a tutti i minori di 18 anni con problemi di udito, ai sordomuti riconosciuti. In particolare prevede la FORNITURA GRATUITA di un comunicatore telefonico riconducibile al D.T.S.

Modulo

Nome:

Indirizzo:

Tel - Mail:

Dispositivo di

comunicazione riconducibile al

D.T.S. (D.M. Sanità 332/99)

Fac-Simile
Prescrizione:

Communicator

Il tuo assistente vocale

Communicator Plus è l'ausilio per la comunicazione pensato per le persone sorde. Mediante l'utilizzo delle moderne applicazioni per le comunicazioni, gestisce le stesse funzioni di un telefono D.T.S. (D.M. Sanità 332/99), permettendo infatti di dialogare con i dispositivi presenti sul mercato italiano ed estero; Personal Computer, Tablet, Smartphone

